


## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd146/Mcam Per Wb, Ihc-P, Elisa - P43121

Numero articolo: CM0007729



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio altamente specifico diretto contro il CD146/MCAM umano (P43121), validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sull'adesione cellulare, la progressione del melanoma e la biologia vascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del Prodotto   | Anticorpo monoclonale di coniglio CD146/MCAM                                                                                              |
| Note/Alias          | CD146; MUC18; HEMCAM; METCAM; MeICAM; CD146/MCAM                                                                                          |
| Specie              | Umano                                                                                                                                     |
| ID Gene             | 4162 (Umano)                                                                                                                              |
| Immunogeno          | Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 547-646 del CD146/MCAM umano (P43121) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                  |
| Categoria           | Anticorpi Monoclonali                                                                                                                     |
| Applicazione        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                          |
| Reattività Crociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                                        |
| SWISS               | P43121                                                                                                                                    |
| Peso Proteico       | 72kDa                                                                                                                                     |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                                     |