

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd146/Mcam Per Wb, Ihc-P, If/Icc - P43121

Numero articolo: CM0010982



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CD146/MCAM umano (alias MUC18, MelCAM), validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Immunogeno ricombinante, reattività crociata umana; ideale per studi sulla progressione del melanoma e sull'adesione endoteliale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio CD146/MCAM
Osservazioni/Alias	CD146; MUC18; HEMCAM; METCAM; MelCAM
Specie	Umano
GeneID (umano)	4162
GeneID	4162
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-559 di CD146/MCAM umano (NP_006491.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P43121
Peso proteico	72 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio