

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd146/Mcam Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P43121

Numero articolo: CM0016237



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CD146/MCAM umano per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Utile per studi sull'adesione cellulare e sulla metastasi del melanoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD146/MCAM Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	CD146; MUC18; HEMCAM; METCAM; MeICAM; CD146/MCAM
Specie	Uomo
ID genico (Uomo)	4162
ID genico	4162
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-350 di CD146/MCAM umano (NP_006491.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P43121
Peso proteico	72kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio