

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd147 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P18572

Numero articolo: CM0002382



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD147 validato per WB, IHC-P ed ELISA in campioni di topo. Mira alla basigina (EMMPRIN) per studi sullo sviluppo retinico, l'adesione delle cellule immunitarie e il trasporto dei monocarbossilati.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	CD147 Anticorpo monoclonale di coniglio
Note/Alias	HT-7; CD147; EMMPRIN
Specie	Topo
GeneID (Umano)	682
GeneID	12215
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 141-302 del CD147 di topo (NP_033898.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P18572
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio