

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-CD147/Bsg Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P35613

Numero articolo: CM0016940



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-CD147/BSG umano (Basigin/EMMPRIN) per WB, IHC-P, IP, ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. CD147 funziona nell'invasione tumorale, nell'angiogenesi, nella segnalazione delle cellule immunitarie e nell'ingresso dei patogeni. Adatto per la ricerca IVD e lo sviluppo di saggi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb coniglio CD147/BSG
Osservazioni/Alias	OK; 5F7; TCSF; CD147; EMPRIN; HAB18G; EMMPRIN; CD147/BSG
Specie	Umano
GeneID (Umano)	682
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 286-385 del CD147/BSG umano (NP_001719.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P35613
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio