

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd150/Slam Per Fc - Q9Qum4

Numero articolo: CM0005180

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio reattivo al topo anti-CD150/SLAM, validato per la citometria a flusso. Mira alla molecola di attivazione linfocitaria segnalante (SLAMF1) di 38 kDa coinvolta nell'attivazione e differenziazione delle cellule immunitarie. Ideale per la ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CD150/SLAM Rabbit mAb
Note/Alias	Slam; CD150; IPO-3; CDw150; ESTM51; 4933415F16; CD150/SLAM
Specie	Topo
GeneID (umano)	6504
GeneID	27218
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-242 del CD150/SLAM di topo (NP_038758.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q9QUM4
Peso Proteico	38kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio