

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd150/Slam Per Citometria A Flusso - Q13291

Numero articolo: CM0010925



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro CD150/SLAM umano (SLAMF1), per citometria a flusso. Riconosce una molecola di attivazione linfocitaria di segnalazione da 37 kDa coinvolta nella regolazione delle cellule immunitarie. Reagisce crociatamente con l'uomo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD150/SLAM umano coniugato con
Note/alias	SLAM; CD150; CDw150
Specie	Uomo
ID genico (umano)	6504
ID genico	6504
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-237 di CD150/SLAM umano (NP_003028.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q13291
Peso della proteina	37 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante