

Anticorpo Policlonale Anti-Cd150/Slam Per Wb E Elisa - Q13291

Numero articolo: CM0022397



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega al CD150/SLAM umano (SLAMF1). Adatto per Western blot e ELISA, cross-reagisce con umano e topo. SLAM regola l'attivazione delle cellule immunitarie, la differenziazione e l'ingresso del virus del morbillo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD150/SLAM Rabbit pAb
Note/Alias	SLAM; CD150; CDw150; CD150/SLAM
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6504
GeneID	6504
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 21-237 del CD150/SLAM umano (NP_003028.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	Q13291
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio