

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd151 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P48509

Numero articolo: CM0024279

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro il CD151 umano (UniProt P48509), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sui microdomini arricchiti di tetraspanine, l'adesione cellulare, la migrazione e l'angiogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CD151 Rabbit pAb
Note/Alias	EBS7; GP27; MER2; RAPH; SFA1; PETA-3; TSPAN24; CD151
Specie	Umano
GeneID (Umano)	977
GeneID	977
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 113-221 del CD151 umano (NP_004348.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P48509
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio