

Anticorpo Policlonale Anti-Cd152/Ctla-4 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P16410

Numero articolo: CM0022324



introduzione

Rileva il CTLA-4 umano (CD152) con questo anticorpo policlonale di coniglio, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Immunogeno ricombinante diretto contro il dominio extracellulare, ideale per gli studi sui checkpoint immunitari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD152/CTLA-4 Rabbit pAb
Note/alias	CD; GSE; GRD4; ALPS5; CD152; CTLA-4; IDDM12; CELIAC3; CD152/CTLA-4
Specie	Umano
GenelD (umano)	1493
GenelD	1493
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P16410
Peso della proteina	25 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante