

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd152/Ctla-4 Per Wb E Elisa - P16410

Numero articolo: CM0007331



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio che si lega al CD152/CTLA-4 umano (CTLA4), adatto per Western blot e ELISA. Immunogeno: proteina ricombinante. Reagisce con l'essere umano. Per uso nella ricerca sull'immunoregolazione delle cellule T e sugli studi dei checkpoint immunitari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD152/CTLA-4 mAb coniglio
Note/Alias	CD; GSE; GRD4; ALPS5; CD152; CTLA-4; IDDM12; CELIAC3; CD152/CTLA-4
Specie	Umano
GeneID	1493
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 37-162 del CD152/CTLA-4 umano (NP_005205.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P16410
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio