

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd153 Per Citometria A Flusso - P32971

Numero articolo: CM0004869

introduzione

Anticorpo monoclonale umano anti-CD153 (CD30L) coniugato ad , validato per la citometria a flusso. Ideale per lo studio della proliferazione delle cellule T e delle vie di segnalazione CD30/CD30L.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD153 mAb
Osservazioni/Alias	CD153; CD30L; CD30LG; TNLG3A
Specie	Umano
GenelD (Umano)	944
GenelD	944
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 63-234 del CD153 umano (NP_001235.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P32971
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio