


Anti-Cd155 (Pvr/Necl-5) Anticorpo Policlonale Coniglio Per Wb Ed Elisa - P15151

Numero articolo: CM0018844



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-CD155 validato per Western blot ed ELISA. Riconosce il recettore del poliovirus umano (PVR/NECL-5) coinvolto nell'adesione delle cellule NK, nell'invasione tumorale e nell'ingresso virale. Multiple isoforme ~39-45 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD155 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PVR; CD155; HVED; NECL5; Necl-5; PVS; TAGE4; recettore del poliovirus
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5817
Gene ID	5817
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P15151
Peso proteico	39kDa/40kDa/42kDa/45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio