


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd155/Pvr Per Wb, Ihc-P, Elisa - P15151

Numero articolo: CM0005081



introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio CD155/PVR validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con CD155/PVR umano, una molecola di adesione delle cellule NK e recettore del poliovirus, coinvolta nell'evasione immunitaria tumorale. Ideale per la ricerca oncologica e immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CD155/PVR Rabbit mAb
Note/Alias	PVS; HVED; CD155; NECL5; TAGE4; Necl-5
Specie	Umano
GenelD (Umano)	5817
GenelD	5817
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-343 di CD155/PVR umano (NP_006496.4)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P15151
Peso Proteico	45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio