


Anticorpo Policlonale Anti-Cd155/Pvr Per Wb, Elisa - P15151

Numero articolo: CM0027506



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CD155/PVR umano per Western Blot (WB) e ELISA. Reattività crociata validata con il topo. Ideale per ricerche su adesione delle cellule NK, immunologia dei tumori e virologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD155/PVR Rabbit pAb
Note/Alias	PVS; HVED; CD155; NECL5; TAGE4; Necl-5; CD155/PVR
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	5817
ID gene	5817
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 220-345 di CD155/PVR umano (NP_006496.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P15151
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio