


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd155/Pvr Per Wb, Elisa - P15151

Numero articolo: CM0010490



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CD155/PVR umano (recettore del poliovirus), validato per Western blot ed ELISA. Adatto per la ricerca sulla biologia delle cellule NK, l'immunologia tumorale e i meccanismi dell'infezione virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD155/PVR
Note/Alias	PVS; HVED; CD155; NECL5; TAGE4; Necl-5; CD155/PVR
Specie	Umano
ID del gene (umano)	5817
ID del gene	5817
Immunogeno	Peptide sintetico (un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 250-350 di CD155/PVR umano (P15151).)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P15151
Peso della proteina	45 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante