


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd157/Bst-1 Per Citometria A Flusso - Q10588

Numero articolo: CM0005532



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio anti-umano CD157/BST-1 per citometria a flusso. Mira a CD157/BST-1, un enzima ancorato al GPI coinvolto nella segnalazione dell'ADP-ribosio ciclico. Adatto per l'immunofenotipizzazione di campioni umani e studi funzionali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Coniglio anti-Umano CD157/BST-1 mAb
Osservazioni/Alias	CD157; cADPR2; BST1
Specie	Umano
Gene ID	683
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 29-292 del CD157/BST-1 umano (NP_004325.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q10588
Peso proteico	36kDa/29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio