

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd158A/Kir2DL1 Per Citometria A Flusso - P43626

Numero articolo: CM0004705



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CD158a/KIR2DL1 umano, validato per citometria a flusso. Riconosce il recettore inibitorio delle cellule NK che interagisce con gli alleli HLA-C. PM: 38/41 kDa. SWISS: P43626.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	Rabbit anti-Human CD158a/KIR2DL1 mAb
Annotazioni/Altri nomi	NKAT; NKAT1; p58.1; CD158A; KIR221; NKAT-1; KIR-K64; KIR2DL3
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	3802
Immunogeno	Proteina ricombinante/Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-245 di CD158a/KIR2DL1 umano (NP_055033.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P43626
Peso proteico	38kDa/41kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio