

Anticorpo Monoclonale Biotinilato Anti-Cd16 Per Fc - P08637 / O75015

Numero articolo: CM0010040



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio biotinilato contro CD16 umano e del cinomolgo (FCGR3A/FCGR3B), validato per citometria a flusso. Adatto per la ricerca su ADCC e cellule NK. Bersaglia P08637/O75015.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Biotin Rabbit anti-Umano/Scimmia CD16
Note/Alias	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCRIII; CD16-II; FCGRIII; FCRIIIA; FcGRIIIA
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2214/2215
ID Gene	2214/2215
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-208 del CD16 umano (P08637/O75015)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano, Cinomolgo
SWISS	P08637/O75015
Peso Proteico	29KDa/26KDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio