

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd16 Per Citometria A Flusso - P08637 / O75015

Numero articolo: CM0007748



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD16 validato per la citometria a flusso (FC) su campioni umani e di macaco cinomolgo. Targetizza FCGR3A/FCGR3B (CD16a/CD16b) per la ricerca sull'ADCC, sulle cellule NK e sull'immuno-oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD16 umano/di scimmia
Note/alias	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCR11; CD16-II; FCGR11; FCR11A; FcGR11A; CD16b
Specie	Umano
GeneID (umano)	2214/2215
GeneID	2214/2215
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-208 di FCGR3A/FCGR3B umano (P08637/O75015)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano, macaco cinomolgo
SWISS	P08637/O75015
Peso della proteina	29KDa/26KDa
Spedizione	Borsa refrigerante