

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd16 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08637/O75015

Numero articolo: CM0007702



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità contro CD16 (FCGR3A/FCGR3B) umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, ratto e macaco cinomolgo. Ideale per la ricerca su ADCC e cellule NK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD16 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCR11; CD16-II; FCGR11; FCR11A; FcGR11A
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	2214/2215
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-208 di CD16b umano (NP_000561.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Ratto, Macaco cinomolgo
SWISS	P08637/O75015
Peso proteico	29 kDa/26 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio