

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd161 Per Wb, If-P, Fc, Elisa - Q12918

Numero articolo: CM0006314



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CD161 umano (KLRB1). Validato per WB, IF-P, FC, ELISA. Rileva una proteina di 25 kDa. Reagisce crociatamente con antigeni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sulle cellule NK e sul sistema immunitario.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD161
Note/alias	NKR; CD161; CLEC5B; NKR-P1; NKR-P1A; hNKR-P1A; KLRB1
Specie	Uomo
GeneID	3820
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 67-225 del CD161 umano (NP_002249.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, FC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q12918
Peso della proteina	25 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante