

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd162/Psgl-1 Per Wb, If/Icc, Fc, Elisa - Q14242

Numero articolo: CM0010780



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio Anti-CD162/PSGL-1 validato per WB, IF/ICC, FC, ELISA nell'uomo. Il bersaglio è un ligando delle selectine coinvolto nel rotolamento dei leucociti e nell'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD162/PSGL-1 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	CLA; CD162; PSGL1; PSGL-1; CD162/PSGL-1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6404
GeneID	6404
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q14242
Peso proteico	43 kDa/45 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio