

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd162/Psgl-1 Per If-P, Ihc-P, Fc, Elisa - Q3Ta56

Numero articolo: CM0011277

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro CD162/PSGL-1 di topo (SWISS Q3TA56). Validato per applicazioni IF-P, IHC-P, FC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca e lo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD162/PSGL-1
Note/Alias	CD162; Psgl1; Selp1; Selpl; Psgl-1
Specie	Topo
GenelD (Umano)	6404
GenelD	20345
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-320 di CD162/PSGL-1 di topo (NP_033177.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF-P, IHC-P, FC, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q3TA56
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Sacca refrigerante