

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd162/Psgl-1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14242

Numero articolo: CM0007644



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CD162/PSGL-1 umano, un ligando 1 della glicoproteina P-selectina. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Adatto per studi sull'infiammazione e sull'adesione leucocitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio CD162/PSGL-1
Note/Alias	CLA; CD162; PSGL1; PSGL-1; CD162/PSGL-1
Specie	umana
GeneID (umano)	6404
GeneID	6404
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 42-295 di CD162/PSGL-1 umano (NP_002997.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q14242
Peso molecolare	43KDa/44KDa
Spedizione	Ghiaccio in busta