

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd162/Psgl-1 Rabbit Polymab® Per Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q14242 / Q3Ta56

Numero articolo: CM0008081



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CD162/PSGL-1 umano/topo, validato per applicazioni WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Rileva PSGL-1 umano, di topo e di ratto, un mediatore chiave del rotolamento dei leucociti durante l'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD162/PSGL-1 Rabbit PolymAb®
Note/Alias	CLA; CD162; PSGL1; PSGL-1; CD162/PSGL-1
Specie	Umana/Topo
ID gene (Umano)	6404
ID gene	6404/20345
Immunogeno	Proteina ricombinante di CD162/PSGL-1 umano/topo.
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q14242/Q3TA56
Peso proteico	43kDa/42kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio