


Anticorpo Policlonale Anti-Cd163 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q86Vb7

Numero articolo: CM0026152



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CD163 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva il CD163 endogeno in campioni umani, di topo e di ratto. Mira al recettore spazzino dell'emoglobina da 125 kDa. Ideale per la ricerca sui macrofagi e sull'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb CD163 coniglio
Osservazioni/Alias	M130; MM130; SCAR11; CD163
Specie	Umano
GeneID (umano)	9332
GeneID	9332
Immunogeno	Peptide sintetico/Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 750-1050 del CD163 umano (NP_004235.4?).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q86VB7
Peso proteico	125kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio