


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd163 Per Wb, If-P, Elisa - Q86Vb7

Numero articolo: CM0007185



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante che bersaglia la proteina CD163 umana (M130, recettore depuratore di emoglobina) validato per Western blotting (WB), immunofluorescenza su sezioni di paraffina (IF-P) e ELISA. Ideale per lo studio dell'attivazione dei macrofagi e delle condizioni infiammatorie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	CD163 Rabbit mAb
Annotazioni/Alternativi	M130, MM130, SCAR11, CD163
Specie	Umana
GeneID (Umana)	9332
GeneID	9332
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 861-961 della CD163 umana (NP_004235.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q86VB7
Peso proteico	125kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio