


Anticorpo Rabbit Polymab® Anti-Cd163 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q86Vb7 / Q2Vlh6

Numero articolo: CM0004316



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità che mira a CD163 (M130), validato per WB, IHC-P, IF-P, ELISA in campioni umani, di topo, ratto e scimmia cynomolgus. Ideale per la ricerca sui macrofagi e sull'infiammazione, rileva proteine di ~121-125 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Nome Prodotto	PolymAb® di Coniglio anti-CD163
Note/Alias	M130; MM130; SCAR11; CD163v2; CD163v3
Specie	Umano/Topo
GeneID (Umano)	9332
GeneID	9332/93671
Immunogeno	Proteina ricombinante di CD163 umano/di topo.
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto, Scimmia cynomolgus
SWISS	Q86VB7/Q2VLH6
Peso Proteico	121kDa/125kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio