


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd166/Alcam () Per Citometria A Flusso - Q13740

Numero articolo: CM0012306



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio anti-CD166/ALCAM umano (clone:) per citometria a flusso. Riconosce CD166 (ALCAM), una molecola di adesione cellulare della superfamiglia delle immunoglobuline coinvolta nell'attivazione dei linfociti T e nell'ematopoiesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD166/ALCAM umano
Note/alias	MEMD; CD166
Specie	Umano
GeneID (umano)	214
GeneID	214
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-526 di CD166/ALCAM umano (NP_001618.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q13740
Peso della proteina	65 kDa
Spedizione	Con borsa refrigerante