


Anticorpo Policlonale Anti-Cd166/Alcam Per Wb E Elisa - Q13740

Numero articolo: CM0021289



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targetizza CD166/ALCAM umano (Q13740). Validato per WB e ELISA, cross-reattivo con umano e topo. Ideale per lo studio dell'adesione cellulare, dell'attivazione dei linfociti T e dell'ematopoiesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio CD166/ALCAM
Osservazioni/Alias	MEMD; CD166; CD166/ALCAM
Specie	Umano
GeneID (Umano)	214
GeneID	214
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-180 di CD166/CD166/ALCAM umano (NP_001618.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q13740
Peso proteico	65kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio