

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd168/Rhamm Per Wb, Ihc-P, Elisa - O75330

Numero articolo: CM0003524

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'umano CD168/RHAMM (O75330). Ideale per WB, IHC-P, ELISA; reagisce in modo incrociato con umano e topo. Studia la motilità cellulare mediata da ialuronano e le metastasi tumorali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CD168/RHAMM Rabbit mAb
Note/Alias	CD168; IHABP; RHAMM; CD168/RHAMM
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3161
ID Gene	3161
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	O75330
Peso Proteico	84kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio