

Anticorpo Policlonale Anti-Cd168/Rhamm Per Wb, Elisa - 075330

Numero articolo: CM0028334

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CD168/RHAMM umano, validato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studiare la motilità cellulare mediata da ialuronano e le metastasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	CD168/RHAMM Rabbit pAb
Note/Alias	CD168; IHABP; RHAMM; CD168/RHAMM
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3161
GeneID	3161
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente agli amminoacidi 341-440 di CD168/RHAMM umano (NP_001136028.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	075330
Peso Proteico	84kDa
Spedizione	Sacca refrigerante