

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cd168/Rhamm (Validato Ko) Per Wb, If, Elisa - O75330

Numero articolo: CM0017041

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega al CD168/RHAMM umano, validato KO. Immunogeno ricombinante (aa1-300). Rileva il recettore dell'acido ialuronico in WB, IF/ICC ed ELISA. Supporta la ricerca sulla motilità cellulare, metastasi e segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Validato KO] CD168/RHAMM pAb coniglio
Note/Alias	CD168; IHABP; RHAMM; MM
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3161
Gene ID	3161
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-300 del CD168/RHAMM umano (NP_001136028.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	O75330
Peso proteico	84kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio