


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd170/Siglec-5 Per Citometria A Flusso - O15389

Numero articolo: CM0005651



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD170/Siglec-5 umano, validato per la citometria a flusso (FC). Adatto per studiare l'adesione delle cellule mieloidi e il legame dell'acido sialico nella ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Rabbit anti-Human CD170/Siglec-5 mAb
Note/Alias	CD170; OBBP2; CD33L2; OB-BP2; SIGLEC-5
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8778
GeneID	8778
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	O15389
Peso proteico	61kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio