

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd171/L1Cam Per Wb, Ihc-P, Elisa - P32004

Numero articolo: CM0007117



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CD171/L1CAM umano, validato per Western blot, IHC (paraffina) e ELISA. Adatto per lo studio dello sviluppo neuronale, della migrazione e della plasticità sinaptica nella ricerca cerebrale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD171/L1CAM Rabbit mAb
Note/Alias	S10; HSAS; HYCX; MASA; MIC5; SPG1; CAML1; CD171; HSAS1; N-CAML1; NCAM-L1; N-CAM-L1; CD171/L1CAM
Specie	Umana
GeneID (Umana)	3897
GeneID	3897
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P32004
Peso proteico	140kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio