

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd171/L1Cam Per Wb, If/Icc, Elisa - P32004

Numero articolo: CM0027826



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro CD171/L1CAM, convalidato per Western blot, IF/ICC e ELISA. Riconosce L1CAM umano, murino e di ratto. Ideale per la ricerca neuroscientifica su adesione neuronale, migrazione e plasticità sinaptica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD171/L1CAM Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	S10; HSAS; HYCX; MASA; MIC5; SPG1; CAML1; CD171; HSAS1; N-CAML1; NCAM-L1; N-CAM-L1; CD171/L1CAM
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	3897
ID Gene	3897
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1143-1257 di CD171/L1CAM umano (NP_000416.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P32004
Peso proteico	140kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio