

Anticorpo Policlonale Anti-Cd177 Per Wb, Elisa - Q8N6Q3

Numero articolo: CM0026565

introduzione

CD177 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale convalidato per WB e ELISA, che riconosce l'antigene CD177 (NB1/PRV1) espresso sui neutrofili umani. Ideale per la ricerca in immunologia e infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD177 Rabbit pAb
Note/Alias	NB1; PRV1; HNA2A; PRV-1; HNA-2a; NB1 GP; CD177
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	57126
ID gene	57126
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-285 della CD177 umana (NP_065139.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	Q8N6Q3
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio