

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd177 Per Fc, Elisa - Q8N6Q3

Numero articolo: CM0012277

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro l'antigene CD177 umano (NB1/PRV-1). Validato per citometria a flusso ed ELISA, adatto per la ricerca sull'attivazione, l'adesione e l'infiammazione dei neutrofili.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb CD177 di coniglio
Note/alias	CD177; HNA-2a; HNA2A; NB1; NB1 GP; PRV-1; PRV1; NB1GP; antigene CD177
Specie	Umana
GeneID (umano)	57126
GeneID	57126
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-407 del CD177 umano (NP_065139.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q8N6Q3
Peso della proteina	15kDa/27kDa/46kDa
Spedizione	Borsa refrigerante