

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd177 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N6Q3

Numero articolo: CM0007132

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio CD177 convalidato per WB, IHC-P, ELISA. Rileva l'antigene umano CD177 (NB1/PRV-1/HNA-2a), una proteina ancorata a GPI specifica dei neutrofili coinvolta nell'adesione e nella migrazione. Ideale per la ricerca sull'infiammazione, l'ematologia e le malattie autoimmuni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio CD177
Note/Alias	NB1; PRV1; HNA2A; PRV-1; HNA-2a; NB1 GP; CD177
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	57126
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-407 del CD177 umano (NP_065139.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	Q8N6Q3
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio