

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd18 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P05107

Numero articolo: CM0008572



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD18 umano (ITGB2), validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Riconosce l'integrina beta-2 umana, murina e di ratto (85 kDa), ideale per studi sull'adesione leucocitaria e sulla risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD18 Rabbit mAb
Note/alias	LAD; CD18; MF17; MFI7; LCAMB; LFA-1; MAC-1
Specie	Umano
GeneID	3689
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 del CD18 umano (NP_000202.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P05107
Peso della proteina	85kDa
Spedizione	Borsa refrigerante