

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd19 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P15391

Numero articolo: CM0004010



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia il CD19 umano. Adatto per WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Fondamentale per la ricerca sulla segnalazione del recettore delle cellule B e le immunodeficienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD19 Rabbit mAb
Note/Alias	B4; CVID3; CD19
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	930
GeneID	930
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 456-556 del CD19 umano. (NP_001761.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	P15391
Peso proteico	61kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio