

Anticorpo Policlonale Anti-Cd19 Per Wb, If/Icc, Elisa - P15391

Numero articolo: CM0024854



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-CD19 validato per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Riconosce il CD19 umano, murino e del ratto. Ideale per studi sulla segnalazione delle cellule B e ricerche sulla leucemia linfocitaria. Il tuo partner unico per materie prime IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD19 pAb Coniglio
Note/Alias	B4; CVID3; CD19
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	930
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 457-556 del CD19 umano (NP_001761.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P15391
Peso proteico	61kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio