

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd19 Per Wb, Elisa - P15391

Numero articolo: CM0006763



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la proteina CD19 umana. Adatto per applicazioni di western blot (WB) ed ELISA. Reagisce con CD19 umano, murino e di ratto. Ideale per la ricerca sull'immunologia delle cellule B e lo sviluppo di test diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD19 Rabbit mAb
Note/alias	B4; CVID3; CD19
Specie	Uomo
GenelD (uomo)	930
Immunogeno	Proteina ricombinante CD19 umana
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P15391
Peso della proteina	61 kDa
Spedizione	Con borsa refrigerante