


Anticorpo Monoclonale Coniugato Anti-Cd1B Per If/Icc, Fc, Elisa - P29016

Numero articolo: CM0008012



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che riconosce il CD1B umano. Validato per IF/ICC, FC ed ELISA. Rileva gli isoformi di CD1B (37kDa/30kDa) coinvolti nella presentazione di antigeni lipidici e nell'immunità delle cellule T. Ideale per studi di immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale CD1B di coniglio
Note/Alias	R1; CD1; CD1A
Specie	Umano
GeneID (umano)	910
GeneID	910
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-303 del CD1B umano (NP_001755.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P29016
Peso Proteico	37kDa/30kDa
Spedizione	Sacca refrigerante