


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd1D Per Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P15813

Numero articolo: CM0004761



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro CD1d umano, adatto per WB, IF/ICC, FC, ELISA. Prende di mira la glicoproteina per la presentazione degli antigeni coinvolta nella presentazione dei glicolipidi alle cellule NKT. Validato per campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD1d Rabbit mAb
Note / Alias	R3; CD1A; R3G1; CD1d
Specie	Umana
GeneID (umano)	912
GeneID	912
Immunogeno	Proteina ricombinante / proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-301 di CD1d umano (NP_001757.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P15813
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio