


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd1D Per Wb, If-P, Elisa - P11609 / P11610

Numero articolo: CM0004196



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-CD1d di alta qualità convalidato per WB, IF-P ed ELISA. Reagisce con topo e ratto. Adatto per studi immunologici sulla presentazione di antigeni glicolipidici e sulla funzione delle cellule NKT.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD1d mAb coniglio
Osservazioni/Alias	Cd1a; Cd1d; CD1.1; Ly-38
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	912
ID Gene	12479/12480
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-305 del CD1d di topo (NP_031665.2/NP_031666.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P11609/P11610
Peso proteico	39 kDa/38 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio