


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd1D Per Wb, If/Icc, Elisa - P15813

Numero articolo: CM0019312



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CD1D umano validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Uno strumento utile per studiare la presentazione dei glicolipidi e la biologia delle cellule NKT (SWISS P15813).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio anti-CD1D
Annotazioni/Alias	R3; CD1A; R3G1; CD1D
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	912
GeneID	912
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-190 della CD1D umana (NP_001757.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P15813
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio