


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd2 Per Wb, Fc, Elisa - P06729

Numero articolo: CM0004026



introduzione

Questo anticorpo monoclonale anti-CD2 di coniglio riconosce il CD2 umano, un antigene di superficie dei linfociti T coinvolto nell'adesione e nella segnalazione cellulare. Adatto per applicazioni WB, FC ed ELISA. Peso proteico ~39 kDa. Ideale per la ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD2 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	T11; SRBC; LFA-2
Specie	Umana
GeneID (Umana)	914
GeneID	914
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-209 del CD2 umano (NP_001758.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, FC, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P06729
Peso proteico	39 kDa
Spedizione	Sacco ghiacciato