

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd2 Per Wb, Fc, Elisa - P08920

Numero articolo: CM0007029

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD2 validato per WB, FC, ELISA con cross-reattività per topo. Immunogeno proteico ricombinante che mira al dominio extracellulare. Ideale per la ricerca sull'adesione e la segnalazione delle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD2
Note/Alias	Ly37; LFA-2; Ly-37; CD2
Specie	Topo
ID Gene (umano)	914
ID Gene	12481
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-203 del CD2 di topo (NP_038514.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, FC, ELISA
Cross-reattività	Topo
SWISS	P08920
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio